

KOSMODISK Classic

دستور العمل استفاده از کمر بند کوز مودیسک

بیش از
۱/۰۰۰/۰۰۰
عضودر سر اسر جهان



ماساژ دهنده
ستون فقرات



ماساژ دهنده
پایین کمر

اگر سوالی در مورد ماساژور ستون فقرات
کوز مودیسک داشتید آنرا با نزدیکترین نمایندگی
محلی ما یا بخش پرسش و پاسخ وب سایت ما در میان
بگذارید:

www.kosmodisk.ir
با مادر تماس باشید.

KOSMODISK

جوایز بین المللی

کوز مودیسک برنده جوایز بین المللی زیر شده است:

مدال طلا

EUREKA - Brussels, 1991

مدال طلا

CECIF - Brussels, 1991

مدال طلا

INPEX VII - Pittsburgh, 1991

مدال طلا

ICEPEC - Brussels, 1991

اسکار

ICEPEC - Brussels, 1992



نکاتی که باید توجه کرد

پیش نهاد می کنیم در صورتی که اگر شما دارای
زخم و یا اختلال پوستی تحریک پذیر هستید،
کوز مودیسک را روی لباسهای زیر خود استفاده
کنید. 

در استفاده از کوز مودیسک در وضعیت هایی که
ممکن است فشار بیش از حد به صورت مستقیم
وارد شود اجتناب کنید. 

استفاده کوز مودیسک برای افراد زیر ۱۲ سال
مناسب نیست. 

در صورتی که شما از کوز مودیسک نتیجه لازم را
نگر فتید یا اینکه درد شما کماکان ادامه داشت با
پزشک خود مشورت کنید. 

لطفاً قبل از استفاده این بروشور را مطالعه کنید.

کوز مودیسیک می تواند هم زیر و هم روی لباسهای مناسب شما استفاده شود. ولی شما بهترین استفاده را زمانی خواهید دید که مستقیماً روی بدن خود آن را بپوشید. بخش دنده دار باید به صورت عمودی و مستقیم روی کمر قرار بگیرد.

ماساژ دهنده ستون فقرات کوز مودیسیک:



قبل از استفاده، محصول را از نظر عیب و نقص بررسی کنید. قفل قلاب آترا باید یک فشار کم باز کنید. (مطابق شکل ۱) ۱- قسمت فوقانی بند الاستیک را بر روی کتف خود قرار دهید. بند الاستیک پایینی را دور کمر خود بکشید و آن را توسط قلاب قفل کنید.




۲- شما می توانید با حرکت گیره ها روی بند میانی بطرف بالا و پایین (مطابق شکل ۲) آترا را برای اندازه اندام خود تنظیم کنید. کوز مودیسیک باید در امتداد طول تنه میانی ثابت چفت شود.

۳- اگر بخش فوقانی از سایر بخشها فاصله زیادی داشت آترا بطرف پایین و تا انتهای بخش ناپایدار تسمه تا چفت شدن کامل بکشید. دقت کنید که آترا آنقدر سفت نکند که باعث از بین رفتن وضعیت مناسب شود.

توجه: اندازه کوز مودیسیک، ماساژور ستون فقرات، بر اساس یک اندازه استاندارد جهانی طراحی شده است، ولی اگر اندازه آن برای شما اضافه باشد می توانید بخش اضافی را ببرید. باید توجه داشت که در هنگام بریدن بخش اضافی در هر بار حتماً سه دنده بریده شود.

ماساژ دهنده ناحیه پایین کمر کوز مودیسیک:



۱- محصول را در محل گودی کمر در هر موقعیتی که از دنده ها احساس راحتی بیشتری می کنید، قرار دهید. کمر بند را دور کمر خود تنظیم نموده و قلاب آن را قفل کنید.

۲- بخش اضافی بند را تا کوتاه شدن به اندازه کمر بند بکشید.

چه زمانی و چگونه از کوز مودیسیک استفاده کنیم؟

کوز مودیسیک، به عنوان ماساژ دهنده ستون فقرات در مواقع احساس درد مورد استفاده قرار می گیرد، برای نتیجه مطلوب لطفاً از دستور العمل زیر جهت استفاده پیروی کنید.

پیشنهاد ما استفاده از کوز مودیسیک به مدت ۱۰ تا ۲۰ روز در هر بار سه ساعت در روز می باشد. تاثیر ماساژ دهنده کوز مودیسیک مانند تاثیر ماهیچه هایی است که ناحیه ستون فقرات را پوشش می دهند. این خاصیت موجب ایجاد گرما و بالا رفتن گردش خون در آن ناحیه می شود. مانند کاری که عضلات شما برای پایین آوردن التهاب و فشار انجام می دهند.

توجه: وقتی برای اولین بار از کوز مودیسیک استفاده می کنید ممکن است در ناحیه کمر خود دچار یک احساس گرمای زیاد شوید، که این موضوع نباید موجب نگرانی شود. آن فقط بخشی از تاثیرات مورد نظر می باشد.

زمانی که درد کمر فروکش کرد یا از بین رفت می توانید استفاده از کوز مودیسیک را متوقف کنید. کوز مودیسیک در کنار یک فیزیوتراپیست می تواند برای جلوگیری از ایجاد درد کمر مورد استفاده قرار گیرد و موثر عمل کند.

از بین بردن درد با

گرم نگه داشتن، تسکین و استراحت دادن به ماهیچه های خسته

دستور العمل حفظ و نگهداری

بعد از استفاده از کوز مودیسیک بعنوان ماساژور ستون فقرات و یا ماساژور ناحیه کمر، در دوره های طولانی شما می توانید آن را با آب گرم و برس بشوئید. جهت شستشو از مواد شوینده تجزیه پذیر استفاده کنید، که موجب از بین رفتن پوسته آن نشود.

به هیچ عنوان آن را در ماشین لباسشویی نشوئید. کوز مودیسیک بصورت طولانی می تواند با حفظ شکل خود مورد استفاده قرار گیرد.

کوز مودیسیک را در محل خنک و خشک، داخل کیف کتان همراه بسته برای جلوگیری از چرک شدن و غبار گرفتن نگاه داری کنید

چه کسانی از کوز مودیسیک استفاده می کنند؟

این وسیله می تواند توسط تمامی افراد بالای ۱۲ سال بدون توجه به جنسیت و اندازه مورد استفاده قرار گیرد. ماساژور ستون فقرات، کوز مودیسیک به دلیل نوع ساختار یکپارچه خود منطبق با اندام تمام اشخاص مختلف می باشد.

ما این وسیله را خصوصاً برای افرادی که در خطر کمر درد و یا عمل جراحی کمر قرار گرفته اند توصیه می کنیم. بعنوان مثال زنان باردار، رانندگان حرفه ای، افرادی با کارهای کم تحرک، کارگران و ...

کوز مودیسیک وسیله ای با قابلیت استفاده بهینه، تنظیمات آسان و با امکان پوشیدن آسان می باشد. در مواقع استفاده از این وسیله شما می توانید از کار، خرید، رانندگی، ورزش، استراحت، مسافرت، خوابیدن و ... لذت ببرید



کمر شما تحت مراقبت خواهد بود!



شکل خاص و یکپارچه کوز مودیسیک و استفاده از گره هایی از جنس نایلون ضد حساسیت در آن موجب می شود اندازه آن برای هر کسی مناسب باشد. پیکر بندی گره های کوز مودیسیک موجب انطباق با طول کمر شما همراه با یک فشار مناسب می شود، مانند فشار انگشتان متخصص ارتوپد یا فیزیوتراپیست.

بسته بندی اصلی کوز مودیسیک شامل دو بخش مجزای می شود.



ماساژ دهنده پایین کمر

برای قسمت پایین کمر



ماساژ دهنده ستون فقرات

برای تاب خوردگی های داخلی